

FitSpec

USER MANUAL FS-01

Benutzerhandbuch / Manuel de l'utilisateur

CATALOG

USER MANUAL 2

Benutzerhandbuch..... 11

Manuel de l'utilisateur.....20



FitSpec



USER MANUAL

- ◆ Please read the manual carefully and use the product correctly as instructed.
- ◆ After reading, keep the manual for future reference.
- ◆ If the product is transferred to others, ensure the manual is included to guarantee safe use.



Catalog

Safety Precautions	3
Product Information	4
Initial Use and Measurement	4
Starting Measurements	5
Maintenance and Cleaning	8
Product Certification Standards	8
Specifications.....	9
Product Warranty Information.....	10

Safety Precautions


- Please read the safety precautions before using this product.
- Follow the instructions below carefully.

 Warning

 Strict Compliance Required	This product is designed for home use and is only for health record-keeping, not medical purposes.
	If you feel unwell while using this product, stop immediately and consult a doctor before continuing.
	Not recommended for use by pregnant women.
	Do not use if you have implanted electronic medical devices, as electromagnetic interference may occur.
	Recommended age for use is 18 and above; for infants, only measure carried weight.
	Do not step on the analyzer with wet feet to avoid the risk of slipping.
	Place the product on a flat, stable surface. Do not step forcefully, and maintain a steady posture during measurement. Using it on uneven surfaces, such as carpets or cushions, may lead to inaccurate results.
	Avoid placing the product in direct sunlight or near heat sources to prevent damage to electronic components.
	Use only the specialized batteries designed for this product. Do not use these batteries for other devices, and do not replace them yourself.
	This is a precision instrument. Avoid dropping, shaking, or impacting it with external force.
	Store the body fat analyzer in a safe, dry, and ventilated place. Avoid using it in high-humidity areas, such as bathrooms.
	Avoid contact with sharp objects to prevent scratches and damage.

Product Information

- A. Detection Handle
- B. Handle electrodes
- C. Display Screen
- D. Foot Electrodes
- E. Type-C Charging Port
- F. Anti-Slip Foot Pads



Initial Use and Measurement


STEP 1 Download the Wonder Core App

1. Search for the app or scan the QR code to download it.
2. Follow the app instructions to register, log in, and complete your personal information settings.



STEP 2 Connect the Device

1. Place the scale on a flat surface.
2. Open the **Wonder Core App**, navigate to the device page. 
3. Tap the " + " symbol in the top right corner and select FitSpec.
4. Follow the app instructions to connect.



STEP 3 Successful Binding and First Use

Once the device is successfully connected and the initial measurement is complete, tap "FitSpec" on the **device page**  to view results and historical records.

Starting Measurements

Method 1: Direct Measurement


1. Stand barefoot on the scale, placing both feet on the foot electrodes. The display screen will light up.
2. Pull up the detection handle, ensuring all fingers and palms are in contact with the handle electrodes.
3. Follow the screen prompts to begin measurement. Once completed, view results on the screen.



Note : This mode can only measure weight as it is not connected to the app.

Method 2: Measurement with App Connection

1. Log into the app, tap “FitSpec” , and select “Start Measurement” to wake the scale and connect.




Note : Connection is only possible when the screen is illuminated.

2. Stand barefoot on the scale, placing both feet on the foot electrodes.
3. Pull up the detection handle, ensuring all fingers and palms are in contact with the handle electrodes.
4. Follow prompts to complete measurement. Results will be available in the app.

Reset Instructions

Press and hold the buttons on both sides of the handle simultaneously until the device restarts.




Posture During Measurement

To ensure the stability and accuracy of measurement results, maintain the following correct postures during measurement:


1. Torso and Limbs

- Keep your arms from touching your abdomen, arms should not be raised too high. Extend them straight, ensuring that the armpits do not touch the sides of your body.
- If the armpits touch the body, wear lightweight, sleeved clothing.




2. Hands

- Ensure both hands are separated and that fingers and palms are fully in contact with the handle electrodes.



3. Feet

- Keep both feet apart. If legs touch, wear lightweight shorts during testing.
- Ensure feet are fully in contact with the foot electrodes, barefoot. Socks are not allowed.



Ensuring Accurate Measurements

To achieve accurate results, follow these guidelines to eliminate interference factors :

1 Input Accurate Personal Information :

Enter correct gender, age, and height.
Incorrect details can affect measurement results.

2 Avoid Post-Meal Measurements :

Food in the stomach may impact accuracy. Test on an empty stomach or wait 3~6 hours after eating.

3 Remove Metal Accessories :

Before measurement, remove metal jewelry and accessories.

4 Test in the Morning :

Long periods of standing or sitting can cause water retention in the lower body. Morning tests are recommended.

5 Avoid Post-Exercise Testing :

Exercise temporarily alters body composition, affecting results.

6 Avoid Testing After Bathing, Massages, or Soaking in Water :

Increased blood flow and sweating can alter body composition temporarily.

7 Stand for 5 Minutes Before Testing :

Prolonged lying or sitting affects water distribution in the body, impacting accuracy.

8 Wear Lightweight Clothing :

Avoid wearing heavy garments during measurement.

9 Minimize External Factors :

Conduct tests at a consistent time and location for reliable long-term statistics.

Maintenance and Cleaning

1. Regularly use a soft, dry cloth or alcohol wipes to gently clean the scale's surface, removing dust and dirt.
2. Avoid using strong acidic or alkaline cleaners, as they may damage the scale's surface or internal electronic components.
3. Prevent water or other liquids from entering the scale to avoid damage when cleaning.

Product Certification Standards

IC Compliance

Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada Regulatory Compliance

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Ce matériel répond à l'innovation, science et développement économique canada est l'exposition maximale fixée pour un autre environnement. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'exploitation de l'exposition aux radiofréquences spécifiques pour satisfaire la conformité. Cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Specifications

Model	WC-FS-01		
Dimensions (L x W x H)	375 x 352 x 35 mm		
Weight	2.7 kg		
Weight Limit	182 kg		
Measurement Range	0.1 ~ 180 kg	Measurement Units	kg / st:lb / lb
Battery Capacity	800 mAh	Charging Method	Type-C
Charging Time	2 ~ 2.5h	Usage Time	Approximately 90 days
Display Screen	3.5-inch TFT screen		
BLUETOOTH®	5.0		
Materials	ABS 、tempered glass 、stainless steel 、rubber		
Manufacturing Location	Patented in Taiwan, manufactured in China		
Purpose	Body fat scale		
Manufacturer/Importer	WONDER CORE CO., LTD.		
Address	32F, No. 213, Chaofu Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan		
Customer Service(Whatsapp)	1(954)243 2260		
E-mail	supportus@wondercore.com		
Website	www.wondercore.com		

 This product is for home use only and is intended for health record-keeping purposes, not for medical use.

Product Warranty Information

● Scope of Warranty :

Products manufactured, authorized, or sold by the company under legitimate sales and without payment disputes fall under this warranty's scope. To request warranty service, contact Wondercise Technology Corp. (the company) and present the original purchase invoice or a warranty card stamped by the company. Keep these documents safe for warranty claims.

● Warranty Content :

The manufacturer provides a one-year warranty, effective from the date of purchase. If the product has defects due to manufacturing or shipping, replacements are allowed within seven days of receipt. Warranty terminates if the product is resold or transferred to another owner.

During the valid warranty period, if functional defects occur under normal use due to manufacturing or assembly flaws in the product, the company will unconditionally repair or replace the defective parts free of charge. The original manufacturer has the right to inspect and handle the replaced parts under the warranty terms. All replaced parts will become the property of the company. The terms of this warranty also apply to any parts repaired or replaced free of charge during the warranty period.

● Warranty Process :

- (1) The customer identifies product defects or malfunctions.
- (2) Verify labels and packaging to confirm it is the company's product and within the warranty period.
- (3) Contact the company and describe the issue. Upon confirmation, the complaint is processed under warranty terms.
- (4) The company will arrange product recovery and compensation based on actual transactions.
- (5) After free repair or replacement, customers cannot request refunds, exchanges, or further compensation for the same issue.

● Technical Support for the Product :

Before the product is sold, the company provides detailed product descriptions, specifications, and usage or storage precautions. Customers are obligated to fully understand the product information provided by the company and use or store it correctly.

● Exclusions :

Under the following circumstances, our company may waive warranty liability :

- (1) The defective product provided by the customer is confirmed to not be from our company.
- (2) The defective product has been used beyond the warranty period.
- (3) The product has not been serviced or maintained by an authorized dealer of our company, or defects, malfunctions, or damage have occurred due to misuse, abuse, or unauthorized replacement or repair of parts.
- (4) The defective product has been confirmed not to have been serviced or maintained by the original manufacturer or an authorized dealer, or defects, malfunctions, or damage have resulted from misuse, abuse, or unauthorized replacement or repair of parts.
- (5) The defective product has an improper origin, such as being obtained illegally or through financial disputes.
- (6) Natural wear and tear of product components.
- (7) Malfunctions caused by force majeure events such as fire, flood, or earthquake.
- (8) The product is a personal item and has been unsealed or used.
- (9) Malfunctions caused intentionally by the customer or due to failure to use and store the product as instructed.



FitSpec



Benutzerhandbuch

- ◆ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen zur richtigen Verwendung.
- ◆ Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen ordnungsgemäß auf, damit sie jederzeit verfügbar ist.
- ◆ Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, legen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung bei, um die sichere Verwendung zu gewährleisten.



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Katalog

Sicherheitsvorkehrungen	12
Produktinformationen	13
Erste Nutzung und Messung.....	13
Messbeginn	14
Pflege und Reinigung.....	17
Produktzertifizierungsstandards.....	17
Spezifikationen.....	18
Garantieinformationen	19

Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie vor der Verwendung alle “Sicherheitsvorkehrungen” vollständig durch.
- Befolgen Sie unbedingt die nachstehenden Anweisungen.

Warnung



**Muss
befolgt
werden**

Dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt, das ausschließlich zur Gesundheitsaufzeichnung und nicht für medizinische Zwecke verwendet werden darf.

Beenden Sie die Nutzung bei Beschwerden und konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie es erneut verwenden.

Nicht geeignet für Schwangere.

Personen mit implantierten medizinischen Geräten sollten das Produkt nicht verwenden, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

Empfohlen für Personen über 18 Jahre; Säuglinge nur zur Messung des Gewichts in den Armen.

Betreten Sie den Analyzer nicht mit nassen Füßen, um das Risiko des Ausrutschens zu vermeiden.

Wenn die Füße nass sind, treten Sie nicht auf die Waage, um Messungen durchzuführen, da dies zu einem Ausrutschen und gefährlichen Situationen führen könnte.

Vermeiden Sie die Platzierung unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen, um Schäden an den elektronischen Bauteilen zu verhindern.

Die in diesem Produkt verwendete Batterie ist eine Spezialbatterie und darf nicht für andere Produkte verwendet oder eigenständig ausgetauscht werden.


Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Werfen Sie es nicht, setzen Sie es keinen Stößen aus und vermeiden Sie äußere Krafteinwirkungen.

Bewahren Sie die Körperfettwaage an einem sicheren, trockenen und gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie die Verwendung in feuchten Bereichen wie dem Badezimmer.

Vermeiden Sie es, spitze Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts aufzubringen, um Kratzer und Schäden zu verhindern.

Produktinformationen

- A. Messgriff
- B. Griffelektroden
- C. Bildschirm
- D. Fuß-Elektroden
- E. Type-C Ladeanschluss
- F. Rutschfeste Füße



Erste Nutzung und Messung


SCHRITT 1 Laden Sie die Wonder Core APP herunter

1. Suchen Sie mit dem Smartphone oder scannen Sie den QR-Code, um die **Wonder Core APP** herunterzuladen.
2. Registrieren und melden Sie sich gemäß den Anweisungen in der APP an, und vervollständigen Sie die persönlichen Einstellungen.



SCHRITT 2 Gerät mit Körperfettwaage verbinden

1. Stellen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche.
2. Öffnen Sie die **Wonder Core APP** und rufen Sie die Geräteseite auf. ①
3. Klicken Sie auf das **+** in der oberen rechten Ecke ► wählen Sie **“FitSpec”**.
4. Führen Sie die Verbindung gemäß den APP-Anweisungen durch.



SCHRITT 3 Verbindung erfolgreich – starten Sie die Nutzung

Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde und die erste Messung abgeschlossen ist, können Sie auf der Geräteseite **“FitSpec”** anklicken, um die Messergebnisse und den Verlauf anzuzeigen.

Messbeginn

Methode 1 : Direkt messen


1. Barfuß auf die Waage treten, beide Füße auf die Fuß-Elektroden stellen. Der Bildschirm leuchtet auf.
2. Den Messgriff hochziehen und sicherstellen, dass alle Finger und die Handflächen die Griffelektroden vollständig berühren.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung zu starten. Nach Abschluss können Sie die Ergebnisse auf dem Bildschirm ablesen.



Note : In diesem Modus kann nur das Gewicht gemessen werden, da keine APP-Verbindung besteht.

Methode 2 : Mit der APP messen

1. Melden Sie sich in der APP an, klicken Sie auf **“FitSpec”** und wählen Sie **“Messung starten”**. Dies weckt die Körperfettwaage und stellt die Verbindung her.




Note : Der Bildschirm muss eingeschaltet sein, damit die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann.

2. Nach dem Einschalten des Bildschirms treten Sie barfuß auf die Waage, stellen beide Füße auf die Fuß-Elektroden.
3. Den Messgriff hochziehen und sicherstellen, dass alle Finger und die Handflächen die Griffelektroden vollständig berühren.
4. Warten Sie auf die Ergebnisse gemäß den Anweisungen und sehen Sie diese nach Abschluss in der APP an.

Wie man das Gerät zurücksetzt

Halten Sie beide Tasten am Griff gleichzeitig gedrückt, bis das Gerät neu startet.




Messvorbereitungen

Um stabile Testergebnisse sicherzustellen, befolgen Sie während der Messung die folgenden korrekten Haltungen :


1. Rumpf und Gliedmaßen

- Die Arme sollten den Bauch nicht berühren, weder zu hoch gehoben noch zu niedrig gehalten werden. Die Arme sollten gerade ausgestreckt sein, ohne dass die Achseln den Körper berühren.
- Wenn die Achseln den Körper berühren könnten, tragen Sie leichte, kurzärmelige Kleidung.






2. Hände

- Die Hände sollten getrennt bleiben, und die Finger sowie Handflächen sollten die Griffelektroden vollständig berühren.



3. Füße

- Halten Sie die Füße getrennt. Wenn die Beine sich berühren könnten, tragen Sie leichte Shorts.
- Stellen Sie sicher, dass die Fußsohlen die Fuß-Elektroden vollständig berühren und barfuß auf die Waage treten. Das Tragen von Socken ist nicht erlaubt.



Ensuring Accurate Measurement Sicherstellung der Messgenauigkeit

Um genaue Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie die folgenden Punkte, um störende Faktoren zu vermeiden :

1 Persönliche Daten überprüfen :

Geben Sie die korrekten Werte für Geschlecht, Alter und Größe ein. Falsche Angaben können die Ergebnisse beeinflussen.

2 Keine Messung nach dem Essen :

Nahrung im Magen kann die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen. Es wird empfohlen, die Messung auf nüchternen Magen oder mindestens 3–6 Stunden nach einer Mahlzeit durchzuführen.

3 Keine Metallgegenstände tragen :

Entfernen Sie vor der Messung jeglichen Schmuck und Zubehör.

4 Messung am Morgen durchführen :

Langes Stehen oder Sitzen kann zu einer Ansammlung von Flüssigkeit in den unteren Körperregionen führen.

5 Keine Messung nach dem Training :

Körperliche Aktivitäten können vorübergehende Veränderungen in der Körperzusammensetzung verursachen und die Ergebnisse beeinflussen.

6 Keine Messung nach dem Baden, Massieren oder Saunieren :

Blutdruckveränderungen und Schwitzen können vorübergehende Änderungen der Körperzusammensetzung verursachen.

7 Vor der Messung 5 Minuten stehen :

Längeres Liegen oder Sitzen kann die Wasserverteilung im Körper beeinflussen.

8 Leichte Kleidung tragen :

Tragen Sie während der Messung keine schweren oder dicken Kleidungsstücke.

9 Störfaktoren minimieren :

Es wird empfohlen, die Messung zur gleichen Zeit und am gleichen Ort durchzuführen, um Störfaktoren zu minimieren und langfristig genauere Statistiken zu erhalten.

Pflege und Reinigung

1. Verwenden Sie regelmäßig ein weiches, trockenes Tuch oder ein mit Alkohol angefeuchtetes Tuch, um die Waage sanft abzuwischen und Staub sowie Schmutz zu entfernen.
2. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit starken Säuren oder Basen, da diese die Oberfläche oder interne elektronische Komponenten beschädigen könnten.
3. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Wasser in das Innere der Waage eindringen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Produktzertifizierungsstandards

IC Compliance

Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada Regulatory Compliance
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Ce matériel répond à l'innovation, science et développement économique canada est l'exposition maximale fixée pour un autre environnement. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'exploitation de l'exposition aux radiofréquences spécifiques pour satisfaire la conformité. Cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Spezifikationen

Modell	WC-FS-01		
Maße (L x W x H)	375 x 352 x 35 mm		
Gewicht	2.7 kg		
Maximale Gewichtskapazität	182 kg		
Messbereich	0.1 ~ 180 kg	Messungseinheiten	kg / st:lb / lb
Batteriekapazität	800 mAh	Ladeanschluss	Type-C
Ladezeit	2 ~ 2.5h	Betriebszeit	etwa 90 Tage
Bildschirm	3.5 Zoll TFT		
Bluetooth®	5.0		
Material	ABS, gehärtetes Glas, Edelstahl, Gummi		
Herstellungsort	Lizenz aus Taiwan, Produktion in China		
Zweck	Körperfettwaage		
Hersteller/Importeur	WONDER CORE CO., LTD.		
Firmenadresse	32F, No. 213, Chaofu Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan		
Kundendienst (WhatsApp)	1(954)243 2260		
E-mail	supportus@wondercore.com		
Webseite	www.wondercore.com		

 Dieses Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt und dient nur der Aufzeichnung von Gesundheitsdaten, nicht für medizinische Zwecke.

Garantieinformationen

● Garantieumfang :

Die von unserem Unternehmen hergestellten, in Auftrag gegebenen, vertriebenen oder verkauften Produkte, die legal verkauft wurden und keine ausstehenden oder strittigen Forderungen aufweisen, fallen unter diese Garantiebedingungen. Um Garantieansprüche geltend zu machen, muss die Originalrechnung oder ein vom Verkäufer abgestempelter Garantieschein vorgelegt werden.

● Inhalt der Garantie :

Der Hersteller übernimmt eine einjährige Garantie für die verkauften Produkte, beginnend ab dem Kaufdatum. Wenn das Produkt selbst fehlerhaft ist oder während des Transports beschädigt wurde, kann es innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt ersetzt werden. Wenn der ursprüngliche Käufer das Produkt weiterverkauft oder überträgt, endet die Garantie.

Während der Garantiezeit und unter normaler Nutzung wird das Unternehmen fehlerhafte Teile kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn die Funktionsstörung auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen ist. Ersetzte Teile können vom Hersteller geprüft und verarbeitet werden, wobei alle ausgetauschten Teile in das Eigentum des Unternehmens übergehen. Diese Garantiebedingungen gelten auch für kostenlos reparierte oder ersetzte Teile.

● Garantieprozess :

- (1) Der Kunde entdeckt einen Defekt, eine Fehlfunktion oder einen anormalen Betrieb des Produkts.
- (2) Überprüfen Sie das Etikett und die Verpackung, um sicherzustellen, dass es sich um unser Produkt handelt, und verifizieren Sie das Herstellungsdatum, um sicherzustellen, dass es noch in der Garantiezeit liegt.
- (3) Kontaktieren Sie unser Unternehmen und geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Problems an. Nach Überprüfung wird festgestellt, ob der Fall den Garantiebedingungen entspricht.
- (4) Das Unternehmen wird die Rücknahme des Produkts und eine Entschädigung basierend auf den tatsächlichen Transaktionen arrangieren.
- (5) Nach einer kostenlosen Reparatur oder einem Ersatz gemäß diesen Bedingungen darf der Kunde keine weiteren Ansprüche auf.

● Technischer Support :

Unser Unternehmen stellt vor dem Verkauf umfassende Produktinformationen, Spezifikationen und Anweisungen zur richtigen Nutzung und Aufbewahrung zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, diese Informationen zu verstehen und korrekt anzuwenden.

● Ausnahmen von der Garantie :

Unter den folgenden Umständen kann unser Unternehmen die Garantiehaftung ablehnen :

- (1) Der Kunde entdeckt einen Defekt, eine Fehlfunktion oder einen anormalen Betrieb des Produkts.
- (2) Das Produkt wurde über die Garantiezeit hinaus verwendet.
- (3) Das Produkt wurde nicht von einem autorisierten Händler unseres Unternehmens gewartet oder repariert, oder es sind Mängel, Defekte oder Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder nicht autorisiertem Austausch oder Reparaturen von Teilen entstanden.
- (4) Es wurde bestätigt, dass das defekte Produkt nicht vom Originalhersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Händler gewartet oder repariert wurde, oder dass Mängel, Defekte oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder nicht autorisierten Austausch oder Reparaturen von Teilen verursacht wurden.
- (5) Das fehlerhafte Produkt stammt aus unzulässigen oder illegalen Quellen oder ist Gegenstand von finanziellen Streitigkeiten.
- (6) Natural wear and tear of product components.
- (7) Schäden, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmungen oder Erdbeben verursacht wurden.
- (8) Das Produkt ist ein persönlicher Artikel und wurde bereits geöffnet oder benutzt.
- (9) Der Defekt wurde absichtlich durch den Kunden verursacht oder ist auf unsachgemäße Nutzung oder Lagerung zurückzuführen.



FitSpec



Manuel de l'utilisateur

- ◆ Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et suivre les instructions pour une utilisation correcte.
- ◆ Après lecture, conservez-le soigneusement pour pouvoir le consulter à tout moment.
- ◆ Si ce produit est transmis à d'autres utilisateurs, veuillez inclure ce manuel pour garantir une utilisation en toute sécurité.



Catalogue

Précautions de sécurité.....	21
Informations sur le produit.....	22
Première utilisation et mesure	22
Commencer la mesure.....	23
Entretien et nettoyage.....	26
Normes de certification produit.....	26
Spécifications.....	27
Conditions de garantie du produit.....	28


Précautions de sécurité

- Lisez toutes les "Précautions de sécurité" avant d'utiliser ce produit.
- Suivez scrupuleusement toutes les instructions mentionnées ci-dessous.

⚠ Avertissement	
! Doit être suivi	Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement, pour le suivi de la santé, et ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
	Si vous ressentez un inconfort en utilisant ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin avant de reprendre. Nicht geeignet für Schwangere.
	Non recommandé pour les femmes enceintes.
	Ne pas utiliser si vous portez des dispositifs médicaux électroniques internes, pour éviter toute interférence électromagnétique.
	L'âge recommandé pour l'utilisation est de 18 ans et plus. Les nourrissons ne doivent être pesés qu'avec la fonction de poids pour bébé.
	N'utilisez pas le produit avec les pieds mouillés pour éviter tout risque de glissade.
	Placez l'appareil sur une surface plane et stable ; évitez les tapis ou surfaces molles pour des mesures précises.
	Évitez de placer l'appareil à la lumière directe du soleil ou près de sources de chaleur, ce qui pourrait endommager ses composants électroniques.
	Les batteries utilisées dans ce produit sont spécifiques et ne doivent pas être remplacées ou utilisées dans d'autres appareils.
	Évitez les chocs violents ou d'exposer le produit à une pression excessive.
	Gardez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé, loin des zones humides comme les salles de bain.
	Ne pas utiliser d'objets pointus sur la surface du produit pour éviter les rayures ou dommages.

Informations sur le produit

- A. Poignée de détection
- B. Électrodes des poignées
- C. Écran d'affichage
- D. Électrodes de pieds
- E. Port de charge Type-C
- F. Tampons antidérapants



Première utilisation et mesure


Étape 1 Téléchargement de l'application Wonder Core

1. Recherchez sur votre téléphone ou scannez le code QR pour télécharger l'application **Wonder Core**.
2. Suivez les instructions de l'application pour vous inscrire et configurer vos informations personnelles.



Étape 2 Connecter l'analyseur de composition Appareil

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Ouvrez l'application **Wonder Core** et accédez à la page de l'appareil. 
3. Cliquez sur l'icône " + " en haut à droite ► Sélectionnez **FitSpec**.
4. Suivez les instructions de l'application pour établir la connexion.



Étape 3 Appairage réussi et première utilisation

Une fois l'appareil connecté avec succès et la première mesure terminée, appuyez sur « **FitSpec** » dans la page de l'appareil pour afficher les résultats et l'historique des enregistrements.

Commencer la mesure

Méthode 1 : Mesure directe


1. Montez pieds nus sur la balance, en plaçant vos pieds sur les électrodes de pieds. L'écran d'affichage s'allumera.
2. Soulevez les poignées de détection en veillant à ce que tous vos doigts et vos paumes soient bien en contact avec les électrodes des poignées.
3. Suivez les instructions à l'écran pour commencer la mesure.
Une fois terminée, consultez les résultats directement sur l'écran.



Remarque : Dans ce mode, sans connexion à l'application, seule la mesure du poids est possible.

Méthode 2 : Mesure avec l'application

1. Connectez-vous à l'application, cliquez sur « **FitSpec** » et sélectionnez « **Commencer la mesure** » pour activer la balance.




Remarque : L'écran doit être allumé pour établir une connexion avec succès.

2. Une fois l'écran allumé, montez pieds nus sur la balance, en plaçant vos pieds sur les électrodes de pieds.
3. Soulevez les poignées de détection en veillant à ce que tous vos doigts et vos paumes soient bien en contact avec les électrodes des poignées.
4. Attendez les résultats de mesure, qui seront visibles dans l'application une fois terminée.

Réinitialisation

Appuyez simultanément et maintenez les boutons gauche et droit des poignées jusqu'au redémarrage de l'appareil.






Précautions avant la mesure

Pour assurer la stabilité et la précision des résultats de mesure, adoptez les postures correctes suivantes pendant la mesure :




1. Tronc et membres

- Ne laissez pas vos bras toucher votre abdomen. Les bras ne doivent pas être levés trop haut. Étendez-les droit devant vous, en veillant à ce que les aisselles ne touchent pas les côtés de votre corps.
- Si vos aisselles touchent votre corps, portez un haut léger avec des manches.






2. Mains

- Séparez vos mains et veillez à ce que vos doigts et paumes soient bien en contact avec les électrodes des poignées.



3. Pieds

- Gardez vos pieds écartés. Si vos jambes se touchent, portez un short léger pour effectuer le test.
- Collez les semelles de vos pieds aux électrodes de pieds, montez pieds nus sur la balance (sans chaussettes).



Assurer la précision des mesures

Pour assurer des résultats précis, respectez les points suivants pour éliminer les facteurs d'influence :

1 Assurez-vous que vos informations personnelles sont correctes :

Saisissez correctement votre sexe, âge et taille, car des données incorrectes affectent les résultats.

2 Évitez de mesurer après avoir mangé :

L'alimentation peut affecter la précision ; effectuez les tests à jeun ou 3–6 heures après un repas.

3 Retirez les bijoux métalliques :

Enlevez les bijoux ou accessoires métalliques avant de mesurer.

4 Matinée recommandée :

Le corps accumule des fluides en restant debout ou assis trop longtemps, ce qui peut fausser les résultats.

5 Évitez de mesurer après un exercice :

L'exercice peut temporairement modifier la composition corporelle, affectant les résultats.

6 Évitez de mesurer après un bain, un massage ou un trempage dans l'eau :

Les modifications dues à la circulation sanguine ou à la transpiration peuvent fausser les résultats.

7 Tenez-vous debout pendant 5 minutes avant la mesure

Rester allongé ou assis pendant une longue période peut affecter la répartition des fluides corporels et compromettre la précision des résultats.

8 Portez des vêtements légers :

Évitez les vêtements lourds pendant la mesure.

9 Minimisez les facteurs externes :

Effectuez les mesures au même endroit et à la même heure pour des données cohérentes et précises.

Entretien et nettoyage

1. Utilisez régulièrement un chiffon doux et sec ou une lingette imbibée d'alcool pour nettoyer délicatement la surface de la balance et éliminer la poussière et les salissures.
2. Évitez d'utiliser des nettoyeurs contenant des acides ou des alcalis puissants pour ne pas endommager la surface de la balance ou ses composants électroniques internes.
3. Lors du nettoyage, veillez à ce que l'eau ou tout autre liquide ne s'infiltre pas dans l'appareil afin d'éviter tout dommage.

Normes de certification produit

IC Compliance

Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada Regulatory Compliance
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Ce matériel répond à l'innovation, science et développement économique canada est l'exposition maximale fixée pour un autre environnement. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'exploitation de l'exposition aux radiofréquences spécifiques pour satisfaire la conformité. Cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Spécifications

Modèle	WC-FS-01		
Dimensions (L x W x H)	375 x 352 x 35 mm		
Poids	2.7 kg		
Limite de poids	182 kg		
Plage de mesure	0.1 ~ 180 kg	Unités de mesure	kg / st:lb / lb
Capacité de la batterie	800 mAh	Méthode de charge	Type-C
Temps de charge	2 ~ 2.5 hours	Temps d'utilisation	Approximately 90 days
Écran	Écran TFT de 3,5 pouces		
Bluetooth®	5.0		
Matériaux	ABS, verre trempé, acier inoxydable, caoutchouc		
Pays d'origine	Breveté à Taiwan, fabriqué en Chine		
Utiliser	Balance d'analyse de la graisse corporelle		
Fabricant/Importateur	WONDER CORE CO., LTD.		
Adresse	32F, No. 213, Chaofu Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan		
Service Client (Whatsapp)	1(954)243 2260		
E-mail	supportus@wondercore.com		
Site Web	www.wondercore.com		

 Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et sert à enregistrer des données de santé. Il ne doit pas être utilisé à des fins médicales.

Conditions de garantie du produit

● Portée de la garantie :

Les produits fabriqués, mandatés, autorisés ou vendus par l'entreprise via des ventes légitimes, sans litiges ou arriérés de paiement, sont couverts par cette garantie. Pour demander un service de garantie, contactez Wondercore Technology Corp. et présentez la facture d'achat originale ou une carte de garantie estampillée par l'entreprise. Conservez ces documents pour faire valoir vos droits à la garantie.

● Contenu de la garantie :

Le fabricant offre une garantie d'un an, calculée à partir de la date d'achat. Si des défauts surviennent dans le produit ou pendant son expédition, un remplacement est possible dans les 7 jours suivant la réception. La garantie prend fin si le produit est revendu ou transféré à un nouveau propriétaire.

Pendant la période de garantie valide, si des défauts fonctionnels surviennent lors d'une utilisation normale en raison de défauts de fabrication ou d'assemblage du produit, l'entreprise réparera ou remplacera gratuitement les pièces défectueuses sans condition. Le fabricant d'origine a le droit d'inspecter et de traiter les pièces remplacées conformément aux termes de la garantie.

● Procédure de garantie :

- (1) Le client identifie des défauts, des dysfonctionnements ou un fonctionnement anormal.
- (2) Vérifiez l'étiquette et l'emballage pour confirmer qu'il s'agit du produit de l'entreprise et qu'il est encore sous garantie.
- (3) Contactez l'entreprise et décrivez le problème. Une fois confirmé, l'affaire sera traitée conformément aux termes de la garantie.
- (4) L'entreprise organisera la récupération du produit et la compensation en fonction des transactions réelles.
- (5) Après une réparation ou un remplacement gratuit, le client ne peut pas demander de remboursement, échange, ou autre compensation pour le même problème.

● Assistance technique :

Avant la vente, l'entreprise fournit des descriptions détaillées du produit, des spécifications, et des précautions d'utilisation ou de stockage. Les clients sont tenus de comprendre complètement ces informations pour une utilisation et un stockage corrects.

● Exceptions à la garantie :

Dans les circonstances suivantes, notre société peut renoncer à sa responsabilité au titre de la garantie :

- (1) Le produit défectueux fourni par le client n'est pas confirmé comme étant de l'entreprise.
- (2) Le produit a dépassé la période de garantie.
- (3) Le produit n'a pas été entretenu ou réparé par un distributeur agréé par notre société, ou des défauts, pannes ou dommages sont survenus en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'un remplacement ou d'une réparation de pièces non autorisés.
- (4) Il a été confirmé que le produit défectueux n'a pas été entretenu ou réparé par le fabricant d'origine ou un distributeur agréé, ou que des défauts, pannes ou dommages ont résulté d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'un remplacement ou d'une réparation de pièces non autorisés.
- (5) Le produit défectueux provient de sources inappropriées, a été obtenu illégalement ou est le résultat de litiges financiers.
- (6) Des pièces accessoires se sont usées naturellement.
- (7) Les dommages résultent d'un cas de force majeure (incendie, inondation, tremblement de terre, etc.).
- (8) Le produit est un article personnel qui a été déballé ou utilisé.
- (9) Le dysfonctionnement a été causé intentionnellement par le client ou par un non-respect des instructions.



WONDERCORE